

## Как собрать кал для анализа

Прочтите все инструкции перед тем, как собирать образец кала. Очень важно соблюдать все инструкции, чтобы образец был собран правильно. Это будет способствовать тому, что результаты анализа будут правильными.

Перед тем, как начать собирать образец, заполнить всю информацию на контейнере для сбора. После этого сделать следующее.

1. Подготовить всё, что нужно: бумагу для сбора, контейнер для образца и отборник пробы.
2. Поместить бумагу для сбора в унитаз на поверхность воды.
3. Дефекация должна быть сделана на бумагу для сбора.
4. Собрать образец кала до того как бумага начнет тонуть и образец кала коснется воды. Выполнить инструкции, написанные на оборотной стороне.
5. Спустить воду. Бумага для сбора биологически разлагается (безопасна для окружающей среды) и не повредит местную систему канализации.

Дата сбора образца:

---


Доставить образец в течение двух недель:

---


Если есть вопросы, позвонить в лабораторию:

---


# Как подготовить образец кала



1. Отвинтить зеленый колпачок и потянуть вверх.



2. Соскрести отборником пробы образец кала.



3. Образец кала должен полностью покрыть рифленую часть отборника.



4. Поместить отборник в контейнер для сбора и плотно завинтить, поворачивая вправо. Контейнер будет закрыт. Повторно открывать контейнер запрещается.

5. Вернуть контейнер для сбора в лабораторию. Можно принести его в лабораторию лично или послать по почте в прилагаемом конверте.