

كيف تجمع عينة براز

اقرأ التعليمات كافة قبل جمع عينة البراز. لا بد من اتباع التعليمات حتى تؤخذ العينة بالطريقة الصحيحة لضمان صحة نتائج الاختبار.

قبل أن تبدأ، اكتب جميع المعلومات على علبة العينة. وحينما تكون مستعداً، اتبع الخطوات التالية:

1. اجمع لوازمك: ورقة جمع العينة، وعلبة العينة، ومسبار أخذ العينة

2. ضع ورقة جمع العينة داخل حوض المراض فوق مستوى الماء.

3. تبرّز بقدر العينة فوق ورقة الجمع.

4. اجمع العينة من البراز قبل أن تنغمر الورقة ويأتي الماء على البراز. اتبع التعليمات على الوجه الآخر.

5. انضح الماء في المراض. ورقة الجمع قابلة للتحلل البيولوجي (آمنة بيئيًا) ولن تسبب الضرر لنظام الصرف الصحي.



(over)

تاريخ جمع العينة:


سَلِّم العينة في غضون أسبوعين:

إذا كانت لديك أية أسئلة أو استفسارات، اتصل بالمختبر:

كيف تجمع عينة براز العينة



2. اكشط سطح البراز باستخدام مسبار أخذ العينة.



1. انزع الغطاء الأخضر واسحبه إلى الأعلى.

3. اغمر الجزء المحرّز من مسبار أخذ العينة في البراز كليًا.

4. أدخل مسبار أخذ العينة في علبة العينة وأدره بإحكام باتجاه اليمين. وهكذا سوف تغلق العلبة. لا تفتح العلبة بعد إغلاقها.

5. سلّم علبة العينة إلى المختبر. بإمكانك إحضارها بنفسك إلى المختبر أو إرسالها بالبريد في الظرف المرفق.

